

DEELNEMERSINFORMATIE

Vita Health Biomarkertest

Versie 1.1 · Datum: 4 juni 2026

U wilt meedoen aan de Vita Health biomarkertest of u bent gevraagd om deel te nemen aan de Vita Health biomarkertest. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u beslist of u wilt deelnemen. U kunt altijd vragen stellen als iets niet duidelijk is.

1. Waarom ontvangt u deze informatie?

U heeft aangegeven deel te nemen aan de Vita Health biomarkertest. In dit document leggen wij u uit wat de test inhoudt, wat deelname voor u betekent, hoe wij omgaan met uw gegevens en welke rechten u heeft.

Wij vragen u deze informatie goed te lezen voordat u toestemming geeft. Deelname is volledig vrijwillig.

2. Wat is de Vita Health biomarkertest?

De biomarkertest is een bloedtest waarbij met een kleine hoeveelheid bloed verschillende stoffen in het bloed worden gemeten. Deze stoffen worden biomarkers genoemd.

De test wordt uitgevoerd met een vingerprik. U neemt zelf, of onder begeleiding, enkele druppels bloed af met een dried blood spot-kit. Het bloed wordt opgevangen op een speciaal kaartje en naar het laboratorium van Nightingale Health gestuurd voor analyse.

De analyse geeft inzicht in uw metabole profiel. Dit profiel kan informatie geven over:

- algemene metabole gezondheid;
- leefstijlgerelateerde risicofactoren;
- risico-inschattingen voor bepaalde chronische aandoeningen;
- mogelijke aanknopingspunten voor leefstijlverbetering.

Belangrijk: de test stelt geen diagnose en vervangt reguliere medische zorg niet.

3. Wat houdt deelname voor u in?

Als u deelneemt, doorloopt u de volgende stappen:

1. U heeft deze informatiebrief ontvangen en gelezen.
2. U vult een korte vragenlijst in over uw gezondheid en geschiktheid voor deelname.
3. U geeft digitaal toestemming voor deelname en verwerking van uw gegevens.
4. U ontvangt een bloedafnamekit of krijgt deze uitgereikt.
5. U neemt via een vingerprik een kleine hoeveelheid bloed af, volgens de instructies in de kit.
6. U stuurt de sample retour via de bijgesloten retourenvelop.
7. De sample wordt geanalyseerd door Nightingale Health.
8. Vita Health ontvangt de uitslag via beveiligde gegevensoverdracht.

9. De uitslag wordt beoordeeld door een medisch deskundige.
10. U ontvangt een persoonlijke terugkoppeling over uw resultaten.

4. Is deelname vrijwillig?

Ja. Deelname is volledig vrijwillig. U beslist zelf of u wilt deelnemen en hoeft daarvoor geen reden te geven. Dit heeft geen gevolgen voor uw relatie met Vita Health of andere betrokken partijen.

Ook nadat u toestemming heeft gegeven, kunt u uw deelname op elk moment intrekken. Als uw sample al is geanalyseerd, is het mogelijk dat bepaalde gegevens al zijn verwerkt. Wij informeren u dan over wat nog wel en niet kan worden teruggedraaid.

5. Wanneer kunt u niet deelnemen?

De bloedafnamekit is niet voor iedereen geschikt. U kunt mogelijk niet deelnemen als u:

- jonger bent dan 18 jaar;
- zwanger bent of borstvoeding geeft;
- een bloedingstoornis heeft (zoals hemofilie of een vergelijkbare aandoening);
- bloedverdunners of antistollingsmedicatie gebruikt;
- bekend bent met ernstige bloedarmoede;
- in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie heeft gehad;
- in de afgelopen drie maanden een operatie heeft ondergaan;
- op het moment van afname koorts of een actieve infectie heeft;
- twijfelt of vingerprikafname voor u veilig is.

Wij vragen u vooraf een korte gezondheidsvragenlijst in te vullen. Bij twijfel beoordelen wij of deelname verstandig is en adviseren wij u zo nodig om contact op te nemen met uw arts.

6. Hoe bereidt u zich voor op de bloedafname?

Voor betrouwbare testresultaten is een goede voorbereiding belangrijk. Houd in de 3 uur vóór de afname rekening met het volgende:

Vorbereiding — 3 uur voor de afname

- Niet eten;
- Geen koffie, thee, energiedrank of andere cafeïnehoudende dranken;
- Geen zware lichamelijke inspanning;
- Niet afnemen bij koorts of acute ziekte.

Verder geldt:

- zorg dat uw handen warm zijn voordat u de vingerprik doet;
- gebruik de kit vóór de vervaldatum op de verpakking;
- volg altijd de gebruiksinstructie die bij de kit is bijgesloten.

Twijfelt u of u de test op dat moment kunt doen? Neem dan eerst contact op met Vita Health via helpdesk.vita-health.nl.

7. Wat gebeurt er met uw sample?

Uw bloed wordt opgevangen op een speciaal kaartje: een dried blood spot-sample. De sample wordt met een unieke code gekoppeld aan uw deelname, zodat de uitslag aan de juiste deelnemer wordt teruggekoppeld.

De sample wordt verzonden naar het laboratorium van Nightingale Health in Finland (binnen de Europese Economische Ruimte). Vita Health ontvangt de resultaten via beveiligde gegevensoverdracht.

Als uw sample onvoldoende is voor analyse, nemen wij contact met u op over de vervolgstappen.

8. Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor een veilige en zorgvuldige uitvoering van de test:

- naam en contactgegevens;
- geboortedatum en geslacht;
- unieke samplecode;
- datum van bloedafname;
- relevante antwoorden uit de gezondheidsvragenlijst;
- uitslag van de biomarkertest;
- eventuele terugkoppeling of opvolging naar aanleiding van de uitslag.

Wij verwerken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de biomarkertest en de zorgvuldige terugkoppeling van uw resultaten.

9. Op welke grondslag verwerken wij uw gegevens?

Uw gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken deze gegevens uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2a AVG).

U geeft deze toestemming via het digitale aanmeldformulier. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Zie ook sectie 4 over de gevolgen van intrekking.

10. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van de test:

- het projectteam van Vita Health;
- de betrokken medisch deskundige(n);
- Nightingale Health (het laboratorium), voor de analyse van de sample (op basis van een verwerkersovereenkomst conform artikel 28 AVG); Nightingale Health ontvangt van de deelnemer alleen de unieke samplecode (barcode op de bloedafnamekit) en een leeftijd en geslacht. Deze zijn nodig om het resultaat goed te kunnen berekenen. Er worden verder geen gegevens aan het laboratorium verstrekt.

- eventuele technische of logistieke dienstverleners die strikt noodzakelijk zijn voor veilige uitvoering, eveneens gebonden aan een verwerkersovereenkomst.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Individuele resultaten worden niet gebruikt in presentaties, publicaties of externe communicatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

11. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens en testresultaten niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Uw gegevens worden uiterlijk 24 maanden na afronding van uw deelname verwijderd, tenzij een wettelijke bewaarplicht een langere bewaartermijn vereist.

Na afloop van uw deelname kunt u te allen tijde verzoeken om eerdere verwijdering van uw gegevens (zie sectie 12).

12. Uw rechten als betrokkene

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Uw privacyrechten (AVG)

- Recht op inzage (art. 15): u kunt opvragen welke gegevens wij van u verwerken.
- Recht op rectificatie (art. 16): u kunt onjuiste gegevens laten corrigeren.
- Recht op verwijdering (art. 17): u kunt vragen uw gegevens te laten verwijderen.
- Recht op beperking (art. 18): u kunt vragen de verwerking tijdelijk te beperken.
- Recht op overdraagbaarheid (art. 20): u kunt uw gegevens opvragen in een gestructureerd formaat.
- Recht op bezwaar (art. 21): u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen via helpdesk.vita-health.nl of door contact op te nemen met Vita Health (zie sectie 15).

Bent u van mening dat wij niet correct omgaan met uw gegevens? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

13. Wat krijgt u terug?

Na analyse ontvangt u een persoonlijke terugkoppeling van uw resultaten. De uitslag bevat informatie over uw metabole profiel en mogelijke gezondheidsrisico's. De resultaten worden eerst beoordeeld door een medisch deskundige voordat u terugkoppeling ontvangt.

De uitslag is bedoeld als inzicht in gezondheid en preventie. De uitslag is geen diagnose. Als er aanleiding is voor aanvullende medische beoordeling, adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of een andere zorgverlener.

14. Wat als er iets opvallends uitkomt?

De uitslag wordt eerst beoordeeld door een medisch deskundige. Afhankelijk van de uitkomst kan Vita Health:

- u aanvullende uitleg geven;
- u adviseren leefstijlaanpassingen te bespreken;
- u adviseren contact op te nemen met uw huisarts;
- u uitnodigen voor een aanvullend gesprek;
- u doorverwijzen naar passende begeleiding.

Een verhoogd risico betekent niet automatisch dat u ziek bent. Het betekent dat er aanleiding kan zijn om uw gezondheid of leefstijl verder te bespreken.

15. Wat zijn mogelijke voordelen van deelname?

Mogelijke voordelen zijn:

- u krijgt inzicht in uw metabole gezondheid;
- u maakt kennis met een innovatieve preventieve gezondheidstest;
- u ontvangt mogelijke aanknopingspunten voor leefstijl en preventie.

16. Wat zijn mogelijke nadelen of risico's?

Mogelijke nadelen of risico's zijn:

- de vingerprik kan kortdurend pijnlijk zijn;
- er kan een kleine blauwe plek of lichte bloeding ontstaan;
- de sample kan mislukken of onvoldoende zijn voor analyse — wij nemen dan contact met u op;
- de uitslag kan vragen of ongerustheid oproepen;
- de uitslag kan afwijkingen of verhoogde risico's laten zien die verdere bespreking vragen;
- de doorlooptijd kan langer zijn dan verwacht.

Wij beperken deze risico's door duidelijke instructies, medische beoordeling en een zorgvuldig terugkoppelproces.

17. Hoe lang duurt het voordat u de uitslag ontvangt?

De doorlooptijd is afhankelijk van verzending, laboratoriumanalyse en medische beoordeling. Wij streven ernaar uw uitslag binnen een aantal weken beschikbaar te hebben. U ontvangt bericht zodra uw uitslag klaar is of als er een vertraging optreedt.

18. Contact bij vragen

Heeft u vragen over deelname, de bloedafnamekit, uw gegevens of uw uitslag? Neem dan contact op met Vita Health:

Vita Health

E-mail: info@vita-health.nl

Helpdesk: helpdesk.vita-health.nl

Bij medische klachten of acute gezondheidsproblemen neemt u altijd contact op met uw eigen huisarts of, bij spoed, met de huisartsenpost of **112**. Vita Health is geen medische instelling en verleent geen acute zorg.

Bewaar dit document zorgvuldig voor uw eigen administratie.